

UV Activator



更好的親水性
更高的吸引力

DIO IMPLANT

DIO IMPLANT
www.dioimplant.com




20秒的驚艷 體驗最佳的親水性！

- 只要20秒即可達到最佳親水性表面處理
- 外觀簡約設計，人性化操作介面



產品尺寸
 長21.6cm* 寬18cm*高34.8cm
 功耗：最高150W
 重量：6公斤
 建議照射秒數：每次照射20秒

UV Active 適合甚麼患者？



有效縮短骨整合時間 提前手術流程

	濕式	乾式	
		一般UV波長	DIO UV Activator
照射方法	製造過程中就照射，並以濕式包裝出貨。	使用前照射	使用前照射
照射時間		20小時以上	只要20秒

← 快3,600倍! →